

Catálogo general

Nuestro objetivo: investigar, desarrollar, fabricar y distribuir material ginecológico



Tienda Online



9 razones por las que comprar en www.eurogine.com

Comodidad

365 días al año 24 horas

Promociones

Benefíciate de nuestras promociones

Rapidez

Ahorro de tiempo en la gestión de pedidos

Usabilidad

Navega desde cualquier dispositivo

Catálogo

Disponibilidad del catálogo actualizado

Características

Información detallada de los productos

Consultas


Realiza consultas sobre cualquier producto

Mi cuenta

Consulta el histórico de tus pedidos

Servicio

Más de 30 años trabajando juntos



CONTRACEPCIÓN

DIUs	04
Contracepción quirúrgica	07



I.V.E.

Legras metálicas	08
Cánulas de aspiración	09
Dilatadores cervicales	10
Instrumental de segundo trimestre	11



EXPLORACIÓN

Espéculos de un solo uso	12
Ecografía	14
Gel ultrasonidos	14
Instrumental desechable	15
Instrumental metálico	16



DIAGNÓSTICO

Toma de muestras endometriales	17
Citología	19
Otros productos de diagnóstico	21



PROTECCIÓN E HIGIENE

Zapatillas, cubrezapatos y guantes	22
Batas, cubres y tallas	23
Rollos de papel, toallitas, dispensadores y gasas	23



REHABILITACIÓN Y SUELO PÉLVICO

Suelo pélvico	24
Dilatadores y conos vaginales	25



ESTERILIZACIÓN ●●● matachana

Esterilizadores	26
Bobinas y bolsas esterilización	26
Controles esterilización y limpieza	27
Soldadoras	27



MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Esterilización	28
Equipos de electromedicina	28
Mesas para exploración ginecológica	29
Mobiliario y equipamiento clínico e Iluminación	30
Quirófano	31





 Gold T[®]

Beneficios anticonceptivos

El DIU ha sido determinado por la OMS como la mejor opción para la regulación de la natalidad por su excelente relación EFECTIVIDAD-COSTE-INOCUIDAD.

Sus beneficios anticonceptivos son elevados en comparación con sus posibles desventajas, las cuales pueden reducirse considerablemente con una correcta elección de modelos y/o tamaños, y con una correcta inserción.

La gama de DIUs de Eurogine es la más diversa del mercado nacional e internacional, contando con una gran variedad de modelos, tamaños, cargas de cobre, núcleos de oro y plata, y sistemas de inserción.

Dispositivos intrauterinos

Tecnología de los Dispositivos Intrauterinos

Tecnología

En 1998 Eurogine, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, demostró que, en algunos casos, la plata, a pesar de ser un metal noble, podía ser corroída y su reacción con los fluidos uterinos favorecía la fragmentación del alambre de cobre y consecuentemente disminuía la eficacia contraceptiva.

Por ello Eurogine desarrolló un alambre de cobre de 99,99% de pureza con núcleo de oro, el cual no es afectado por la corrosión y es absolutamente biocompatible con el cuerpo, mejorando así la eficacia contraceptiva y eliminando cualquier posible alergia a la plata.

Este nuevo alambre se aplicó al DIU Gold T[®] que además ofrece un sistema de inserción que garantiza el emplazamiento del DIU en el fundus y hace imposible una perforación accidental del útero.





- Espiral contraceptiva de cobre de 99'99% de pureza con núcleo de oro de 0,1 mm de diámetro que reduce su riesgo de rotura durante la corrosión del mismo, mejorando la efectividad del DIU
- 375 mm² de superficie activa de cobre

- 3 tamaños disponibles (Maxi, Normal y Mini) que permiten adaptarse a diferentes tamaños de útero aumentando el confort de la usuaria




 Gold T[®]

DIU Gold T[®]

- Sistema de inserción fácil y único que provee de un alto grado de precisión en el emplazamiento del DIU
- Riesgo nulo de perforación uterina durante la inserción siguiendo las instrucciones correctamente
- Tiempo "in situ" recomendado: 5 años

Oro

Cobre



Sección de alambre de cobre con núcleo de oro



Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Ud. venta	C.N.
01040000	DIU GOLD T [®]	Maxi	36,5 mm	38 mm	Unidad	337798.0
01040100	DIU GOLD T [®]	Normal	31 mm	33 mm	Unidad	337794.2
01040200	DIU GOLD T [®]	Mini	24 mm	30,5 mm	Unidad	337793.5

- Espiral contraceptiva de cobre de 99,99% de pureza con, dependiendo del modelo, núcleo de plata de 0,1 mm de diámetro.
- 380 mm² de superficie activa de cobre.
- Armadura de Polietileno en forma de "Y" que favorece una inserción y extracción fácil y atraumática para la paciente.
- 2 tamaños disponibles (Normal y Mini) o 3 tamaños disponibles (Maxi, Normal y Mini), dependiendo del modelo.
- Sistema de inserción "Pull and Push"; el DIU debe ser cargado previamente en la cánula para permitir su inserción en el útero.
- Tiempo "in situ" recomendado: 5 años.



DIUs en forma de "Y" (NOVAPLUS®)

Contracepción

DIUs en forma de "Y" (NOVAPLUS®)

Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Ud. venta	Núcleo Ag	C.N.
01010500	DIU NOVAPLUS® T 380 Ag	Normal	31 mm	33 mm	Unidad	X	337797.3
01010600	DIU NOVAPLUS® T 380 Ag	Mini	24 mm	30,5 mm	Unidad	X	337796.6
01010700	DIU NOVAPLUS® T 380 Ag	Maxi	36,5 mm	38 mm	Unidad	X	337795.9
01020100	DIU NOVAPLUS® T 380 Cu	Normal	31 mm	33 mm	Unidad		337792.8
01020200	DIU NOVAPLUS® T 380 Cu	Mini	24 mm	30,5 mm	Unidad		337791.1



- Espiral contraceptiva de cobre de 99,99% de pureza con, dependiendo del modelo, núcleo de plata de 0,1 mm de diámetro
- 250 o 375 mm² de superficie activa de cobre, dependiendo del modelo
- Armadura de Polietileno en forma de "Ω"
- 2 tamaños disponibles (Normal y Mini), dependiendo del modelo
- Sistema de inserción "Push"; por presión del DIU a través del canal cervical
- Tiempo "in situ" recomendado: 3 o 5 años, dependiendo del modelo.



Ref.	Descripción	Tamaño	Ancho	Largo	Ud. venta	Núcleo Ag	C.N.
01030400	DIU ANCORA 375 Ag	Normal	20 mm	35 mm	Unidad	X	156446.7
01030000	DIU ANCORA 375 Cu	Normal	20 mm	35 mm	Unidad		337449.1
01030200	DIU ANCORA 250 Cu	Mini	20 mm	24 mm	Unidad		

DIUs en forma de "Ω" (ÁNCORA)

Contracepción

Contracepción quirúrgica

Ref.	Artículo	Ud. venta
18000000	KIT DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ 3 PIEZAS.	Unidad



La vasectomía es ampliamente utilizada como método de contracepción quirúrgica por su seguridad, coste y simplicidad como método de contracepción permanente para los hombres. La vasectomía sin bisturí ofrece algunas ventajas sobre el método tradicional con la misma efectividad:

- Produce menos hematomas
- No necesita puntos de sutura
- Causa menor dolor y sangrado
- Reduce el tiempo de intervención y cirugía

Los pacientes agradecen que:

- La cirugía no tenga puntos
- La herida cierre espontáneamente en 72 horas
- La inflamación y el dolor postoperatorios sean mínimos

Contiene:

- Pinza sujeción extracutánea de anillo. Punta roma de 3,5 mm Ø
- Pinza sujeción extracutánea de anillo. Punta roma de 4,0 mm Ø
- Pinza Mosquito muy afiliada con cara interna no serrada



Ref.	Artículo	Ud. venta
20-851-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.00 5 mm	Unidad
20-851-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.0 6 mm	
20-851-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.01 7 mm	
20-851-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.02 8 mm	
20-851-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.03 9 mm	
20-851-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.04 11 mm	
20-851-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.05 12 mm	
20-851-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.06 14 mm	Unidad
20-851-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE CORTANTE. FIG.07 15 mm	
20-855-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.00 5 mm	
20-855-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.0 6 mm	
20-855-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.01 7 mm	
20-855-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.02 8 mm	
20-855-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.03 9 mm	
20-855-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.04 11 mm	
20-855-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.05 12 mm	
20-855-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.06 14 mm	
20-855-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER MALEABLE ROMA. FIG.07 15 mm	

Legra metálica Recamier maleable

I.V.E.

Legra metálica Recamier rígida

Ref.	Artículo	Ud. venta
20-850-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.00 5 mm	Unidad
20-850-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.0 6 mm	
20-850-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.01 7 mm	
20-850-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.02 8 mm	
20-850-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.03 9 mm	
20-850-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.04 11 mm	
20-850-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.05 12 mm	
20-850-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.06 14 mm	Unidad
20-850-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA CORTANTE. FIG.07 15 mm	
20-854-05	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.00 5 mm	
20-854-06	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.0 6 mm	
20-854-07	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.01 7 mm	
20-854-08	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.02 8 mm	
20-854-09	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.03 9 mm	
20-854-11	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.04 11 mm	
20-854-12	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.05 12 mm	
20-854-14	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.06 14 mm	
20-854-15	LEGRA METÁLICA RECAMIER RÍGIDA ROMA. FIG.07 15 mm	



- Excelente concentricidad entre las paredes interior y exterior de la cánula (mínimo Ø exterior y máximo Ø interior)
 - El Ø de la cánula corresponde al número de semanas de embarazo
 - Cánula marcada con banda indicadora de profundidad de inserción (10-12 cm)
- De un sólo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
PS6107	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 7 mm	Unidad
PS6108	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 8 mm	
PS6109	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 9 mm	
PS6110	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 10 mm	
PS6111	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 11 mm	
PS6112	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA Ríg. Cv. 12 mm	



Cánula de aspiración endouterina

I.V.E.

Cánula de aspiración endouterina



Ref.	Artículo	Ud. venta
PS6204	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 4 mm	Unidad
PS6205	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 5 mm	
PS6206	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 6 mm	
PS6207	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 7 mm	
PS6208	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 8 mm	
PS6210	CÁNULA DE ASPIRACIÓN ENDOUTERINA KARMAN 10 mm	

Dilatadores cervicales simples o dobles de diferentes diámetros para dilatación cervical para diversas intervenciones.

De acero inoxidable acabado pulido.

Ref.	Artículo	Ud. venta
20-400-01 a 20-400-31	DILATADOR CERVICAL HEGAR Nº 1 a Nº 31	Unidad
20-401-01 a 20-401-19	DILATADOR CERVICAL HEGAR Nº 1,5 a Nº 19,5	Unidad

Ref.	Artículo	Ud. venta
20-420-02 a 20-420-26	DILATADOR CERVICAL HEGAR DOBLE 1/2 a 25/26 mm	Unidad



Dilatador cervical Hegar

I.V.E.

Dilatador cervical Hawkin-Ambler

Ref.	Artículo	Ud. venta
61-310-A a 61-310-T	DILATADOR CERVICAL HAWKIN-AMBLER 3/6 a 22/25 mm	Unidad

Dilatadores cervicales progresivos de diferentes diámetros para dilatación del canal cervical para diversas intervenciones.

De acero inoxidable acabado pulido.



En Eurogine podemos suministrarle una amplia gama de productos desechables, reutilizables, equipamiento, recambios y accesorios para I.V.E.

Solicite presupuesto.



Instrumental de segundo trimestre

I.V.E.

Punción lumbar

Ref.	Artículo	Ud. venta
BD405253	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3 1/2'	Caja 25 u
BD405256	AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 22G x 3 1/2'	





Espéculo vaginal para la dilatación de la vagina y la exposición del cuello del útero, con un gran campo de visión y trabajo. Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable. **Cierre con sistema de sujeción de tornillo rápido por impulso y silencioso** que no incomoda a la paciente con desagradables ruidos de carraca y que no interfiere en el campo de trabajo. Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación. De un solo uso.

Ref.	Artículo	Ud. venta
02081300	EUROSPEC® DE TORNILLO PEQUEÑO	Caja 100 u.



Espéculo vaginal para la dilatación de la vagina y la exposición del cuello del útero, con un gran campo de visión y trabajo. Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable. **Cierre con sistema de sujeción de corredera silenciosa** que no incomoda a la paciente con desagradables ruidos de carraca y que no interfiere en el campo de trabajo. Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación. De un solo uso.

Ref.	Artículo	Ud. venta
02082300	EUROSPEC® DE CORREDERA PEQUEÑO	Caja 100 u.

Eurospec® · Espéculo vaginal desechable

Exploración

Gynespec® · Espéculo vaginal desechable

Espéculo vaginal mixto para la dilatación de la vagina y la exposición del cuello del útero, con un gran campo de visión y trabajo. Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable. Cierre con sistema de sujeción de corredera silenciosa que no incomoda a la paciente con desagradables ruidos de carraca y que no interfiere en el campo de trabajo.

Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación.

Valvas desechables y mango reutilizable y esterilizable. Fácil montaje y desmontaje.

Diseñado para reducir el volumen de almacenaje y de desecho en un 70%, por lo que resulta ideal para aquellas consultas con escaso espacio.




Ref.	Artículo	Ud. venta
02050100	GYNESPEC® MEDIANO	Caja 250 u.*
02050200	GYNESPEC® PEQUEÑO	
02050300	GYNESPEC® VIRGINAL	
02050400	MANGO PARA GYNESPEC®	Caja 6 u.

*Nota: Cada caja contiene 250 juegos de valvas desechables, 3 mangos reutilizables y 250 protectores de mangos.

Comparación real de volúmenes de almacenaje

Gynespec®

Otros
especúlos



1.000 especúlos
convencionales
10 cajas de 100 u.

Espéculo vaginal graduable estéril para la dilatación de la vagina y la exposición del cuello del útero, con un gran campo de visión y trabajo. Superficie lisa y bordes redondeados para una inserción confortable. Cierre de lengüeta central que puede doblarse para una mejor utilización del instrumental.

Empuñadura ergonómica para un agarre seguro durante su manipulación.

Bolsa con abre-fácil (OPP bag).

De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo		Ud. venta
02090100	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL GRANDE	●	Caja 100 u.
02090101	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL GRANDE		Unidad
02090200	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL MEDIANO	●	Caja 100 u.
02090201	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL MEDIANO		Unidad
02090300	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL PEQUEÑO	●	Caja 100 u.
02090301	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL PEQUEÑO		Unidad
02090400	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL	○	Caja 100 u.
02090401	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL		Unidad
02090500	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL MINI	●	Caja 100 u.
02090501	ESPÉCULO VAGINAL GRADUABLE ESTÉRIL VIRGINAL MINI		Unidad



Espéculo vaginal desechable estéril

Exploración

Specuvag As · Espéculo vaginal desechable



Espéculo vaginal desechable Specuvag As con tubo para la aspiración de humos.

Se emplea en los procedimientos que requieran láser o diatermocoagulador permitiendo evacuar los vapores y humos generados por dichos tratamientos.

Tubo de aspiración con diámetro interno de 5,5 a 10 mm debido a su forma ligeramente cónica, que permite adaptarse a gran variedad de tubos de aspiración.

La opacidad del material evita reflejos indeseados durante los procedimientos en los cuales se utiliza el láser.

De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
720227	ESPÉCULO VAGINAL CON ASPIRADOR HUMO SPECUVAG As GRANDE	Caja 20 u.



Gel conductor para uso en pruebas de diagnóstico y terapia mediante ultrasonidos.

De base acuosa e inodoro, con excelentes cualidades lubricantes y deslizantes, creando la regularidad superficial necesaria para el fácil deslizamiento del transductor. Se extiende uniformemente sin caerse y es fácil y rápido de limpiar.

Azul transparente o incoloro, sin alcohol ni perfume. No engrasa ni irrita. No contiene sustancias abrasivas y/o conductoras que puedan dañar el transductor. Soluble en agua y alcohol etílico. No contiene sales. Libre de látex natural, ftalatos y compuestos de origen animal o biológico.

De un solo uso.

Ref.	Artículo	Ud. venta
05011300	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC AZUL TRANSPARENTE 250 ml	Unidad
05011200	GEL PARA ULTRASONIDOS TRANSONIC AZUL TRANSPARENTE 250 ml	Caja 25 u.
05010900	GEL PARA ULTRASONIDOS GIMA AZUL TRANSPARENTE 1.000 ml	Unidad
05010800	GEL PARA ULTRASONIDOS GIMA AZUL TRANSPARENTE 1.000 ml	Caja 12 u.
05011100	GEL PARA ULTRASONIDOS GIMA INCOLORO 1.000 ml	Unidad
05011000	GEL PARA ULTRASONIDOS GIMA INCOLORO 1.000 ml	Caja 12 u.
05010700	GEL PARA ULTRASONIDOS GIMA AZUL TRANSPARENTE 5.000 ml	Unidad
05010600	GEL PARA ULTRASONIDOS GIMA AZUL TRANSPARENTE 5.000 ml	Caja 4 u.

Gel para ultrasonidos

Exploración

Ecografía

Funda protectora para sonda ecográfica vaginal/anal. Transparente, gran flexibilidad, lisa, simétrica, sin receptáculo en el extremo y sin lubricación que pueda deformar la imagen ecográfica.

De un solo uso.


Ref.	Artículo	Ud. venta
05030000	FUNDA PROTECTORA ESTÉRIL PARA SONDA ECOGRÁFICA	Caja 100 u.
05020300	FUNDA PROTECTORA PARA SONDA ECOGRÁFICA	Caja 500 u.
05020200	FUNDA PROTECTORA PARA SONDA ECOGRÁFICA	Caja 2.000 u.
800400	STERICOVER® FUNDA PROTECTORA ESTÉRIL PARA SONDA ECOGRÁFICA	Caja 50 u.



Papel térmico para impresoras de grado médico.

Ref.	Artículo	Ud. venta
UPP-110S	ROLLO DE PAPEL SONY DENSIDAD NORMAL 110 mm	Caja 10 u.
UPP-110HA	ROLLO DE PAPEL SONY DENSIDAD SUPERIOR 110 mm	Caja 10 u.
UPP-110HD	ROLLO DE PAPEL SONY ALTA DENSIDAD 110 mm	Caja 10 u.
UPP-110HG	ROLLO DE PAPEL SONY ALTO BRILLO 110 mm	Caja 10 u.
UPP-84HG	ROLLO DE PAPEL SONY ALTO BRILLO 84 mm	Caja 10 u.
KP61B-CE	ROLLO DE PAPEL MITSUBISHI DENSIDAD NORMAL 110 mm	Caja 4 u.
KP65HM-CE	ROLLO DE PAPEL MITSUBISHI ALTA DENSIDAD 110 mm	Caja 4 u.





HISTERÓMETRO DESECHABLE 2P

Instrumento telescópico con visor exterior para una mayor precisión y fácil lectura de la medida de la profundidad del útero (histerometría). Mínimo diámetro (3,5 mm).

De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
04020200	HISTERÓMETRO DESECHABLE 2P	Caja 25 u.

PINZA DE CUELLO UTERINO

Pinza tipo Pozzi guiada y con sistema de anclaje para asegurar el cierre para la tracción del cuello uterino.

De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
29718	PINZA POZZI DESECHABLE	Caja 25 u.

Instrumental desechable

Exploración

Espéculo vaginal metálico



Ref.	Artículo	Ud. venta
20-100-03	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL GRANDE	Unidad
20-100-02	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL MEDIANO	
20-100-01	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL PEQUEÑO	
20-102-01	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO LATERAL VIRGINAL	
20-106-03	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO CENTRAL GRANDE	Unidad
20-106-02	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO CENTRAL MEDIANO	
20-106-01	ESPÉCULO VAGINAL CUSCO DE TORNILLO CENTRAL PEQUEÑO	

Ref.	Artículo	Ud. venta
20-110-03	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN GRANDE	Unidad
20-110-02	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN MEDIANO	
20-110-01	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN PEQUEÑO	



Disponemos de un completo catálogo con más de 5.000 referencias de instrumental quirúrgico. Solicite presupuesto personalizado.

Ref.	Artículo	Ud. venta
20-500-32	HISTERÓMETRO SIMS RÍGIDO	Unidad
20-501-32	HISTERÓMETRO SIMS MALEABLE	
20-542-25	PINZA DE CUELLO POZZI 25 cm	Unidad
20-601-32	PINZA KELLY 32 cm	Unidad
161004	CAJA DE INSTRUMENTAL 16 x 10 x 4 cm	Unidad
332010	CAJA DE INSTRUMENTAL 32 x 20 x 10 cm	
19-720-20	PINZA EXTRACTORA DE DIUs Para extraer DIUs y/o resituar hilos retraídos.	Unidad
06-100-10 a 06-100-30	PINZA DE DISECCIÓN RECTA SIN DIENTES De 10,5 a 30 cm	Unidad
05-171-14	TIJERA MAYO CURVA 14,5 cm	Unidad
05-171-17	TIJERA MAYO CURVA 17 cm	
05-171-23	TIJERA MAYO CURVA 23 cm	
05-170-14	TIJERA MAYO RECTA 14,5 cm	Unidad
05-170-15	TIJERA MAYO RECTA 15 cm	
05-170-23	TIJERA MAYO RECTA 23 cm	

Instrumental metálico

Exploración

Instrumental metálico

Ref.	Artículo	Ud. venta
20-736-29	PINZA DE BIOPSIA SCHUBERT RECTA	Unidad
20-743-26	PINZA DE BIOPSIA SCHUBERT ACODADA 5 mm	
20-755-25	PINZA DE BIOPSIA VAN DOREN 4,9 mm	Unidad
20-770-25	PINZA DE BIOPSIA KEVORKIAN	Unidad
20-780-01	PINZA DE BIOPSIA SCHUMACHER 5 mm	Unidad
20-780-02	PINZA DE BIOPSIA SCHUMACHER 7 mm	
20-794-23	PINZA DE BIOPSIA EPPENDORF	Unidad
20-774-28	PINZA DE BIOPSIA ALEXANDER 5,1 mm	Unidad
20-798-20	PINZA DE BIOPSIA BERGER	Unidad



CÁNULA DE CORNIER CON JERINGA

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para el procesamiento histo-citológico por aspiración que permite su introducción a través de canales cervicales estrechos. De un solo uso. Estéril.

Contiene:

- 1 cánula de 3,1 mm de Ø con 4 orificios para aspiración en su extremo distal, con conector en el extremo proximal para conectarla a la jeringa y graduada para el control de la profundidad de inserción
- 1 jeringa de aspiración con cono Luer de 20 cc con freno
- 1 tubo guía para la inserción
- 1 tubo de 12 ml con etiqueta identificativa para recogida de muestra

Ref.	Artículo	Ud. venta
03040000	CÁNULA DE CORNIER CON JERINGA	Caja 25 u.



CÁNULA CORNIER - 4H

Sistema para la toma de muestras de tejido endometrial para su procesamiento histo-citológico por aspiración. La cánula de 3,1 mm de Ø está graduada para el control de la profundidad de inserción y dispone de cuatro orificios en su extremo distal. Mínimo diámetro para canales cervicales estrechos.

La aspiración se produce mediante un émbolo rígido con anillo que se ajusta a la pared interior de la cánula para maximizar la cantidad de muestra a recoger. De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
03040700	CÁNULA CORNIER - 4H	Caja 25 u.



Toma de muestras endometriales

Diagnóstico

Toma de muestras endometriales



CÁNULA DE CORNIER PIPET®

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para el procesamiento histo-citológico por aspiración que permite su introducción a través de canales cervicales estrechos. Aspiración por émbolo rígido con doble anillo para maximizar la cantidad de tejido recogido. La cánula de 3 mm de Ø dispone de un orificio en su extremo distal y está graduada para el control de la profundidad de la inserción. De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
03040300	CÁNULA DE CORNIER PIPET®	Caja 50 u.



GINEASPIR®

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para el procesamiento histo-citológico utilizando la técnica del legrado en combinación con la aspiración. De un solo uso. Estéril.

Contiene:

- 1 cánula de aspiración Karman Nº 4 con conector para la jeringa
- 1 jeringa de aspiración con cono Luer de 20 cc con freno
- 1 tubo de 12 ml para recogida de muestra con etiqueta identificativa

Ref.	Artículo	Ud. venta
03010000	GINEASPIR®	Caja 25 u.

Toma de muestras endometriales Diagnóstico

Toma de muestras endometriales

BIASPIR

Equipo totalmente desechable para la obtención de muestras de endometrio para el procesamiento histo-citológico de la mucosa endometrial por doble aspiración (Método DABE-Doble Aspiración para Biopsia Endometrial). El Método DABE consiste en la combinación de la aspiración que ejerce la jeringa, con los movimientos de rotación y ascenso-descenso que se aplica a los catéteres una vez introducidos en el útero empleándolos sucesivamente. De un solo uso. Estéril.

Contiene:

- 2 catéteres flexibles de 3 mm de Ø con múltiples orificios para aspiración en su extremo distal, con conector en el extremo proximal para acoplarlo a la jeringa
- 1 jeringa de aspiración con cono Luer de 20 cc con freno
- 1 tubo de 12 ml para recogida de muestra con etiqueta identificativa

Ref.	Artículo	Ud. venta
03020000	BIASPIR	Caja 25 u.



CITOCEPILLO ENDOCERVICAL. Cepillo cónico de 200 mm de longitud con punta protegida para minimizar traumas en el canal cervical para el barrido y la extracción de la muestra cervical. De un solo uso.

Ref.	Artículo	Ud. venta
07010000	CITOCEPILLO ENDOCERVICAL	Caja 100 u.

ESPÁTULA AYRE DE MADERA ESTÉRIL. Espátula de madera con bordes atraumáticos para la recolección de muestras del fómex y el ectocérnix. De un solo uso. Estéril.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11010100	ESPÁTULA AYRE DE MADERA ESTÉRIL	Caja 100 u.

ESPÁTULA AYRE DE MADERA. Espátula de madera con bordes atraumáticos para la recolección de muestras del fómex y el ectocérnix. De un solo uso.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11010300	ESPÁTULA AYRE DE MADERA	Caja 100 u.



Citología

Diagnóstico

Citología



CITOKIT

Equipo para la toma y transporte de muestras de citología cérvico-vaginal. Facilita la toma de la muestra ofreciendo todos los instrumentos necesarios en un solo kit. De un solo uso.

Contiene:

- 100 citocepillos endocervicales
- 100 espátulas Ayre de madera
- 100 portaobjetos con canto pulido y banda mate
- 100 estuches para datos identificativos
- 1 fijador Cytotix 200

Ref.	Artículo	Ud. venta
07050100	CITOKIT CON CEPILLO	Caja 100 u.



Fijador hidrosoluble en spray de 200 ml para frotis y para la citología exfoliativa.

Fija y preserva las muestras con rapidez y seguridad sin alterar sus propiedades biológicas.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11060100	CYTOFIX 200	Caja 12 u.
11060200	CYTOFIX 200	Unidad

Citología

Diagnóstico

Citología

HISOPO-TORUNDA. Hisopo de algodón con mango de madera para la recolección de muestra cervical por barrido y extracción.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11030000	HISOPO-TORUNDA	Caja 500 u.

PORTAOBJETOS CON CANTO PULIDO CON Y SIN BANDA MATE. Lámina de vidrio rectangular y transparente para almacenar muestras para observarlas bajo un microscopio. Con o sin banda esmerilada.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11100300	PORTAOBJETOS CON CANTO PULIDO Y BANDA MATE	Caja 50 u.
11100200	PORTAOBJETOS CON CANTO PULIDO Y SIN BANDA MATE	Caja 50 u.

CUBREOBJETOS. Delgada lámina de vidrio transparente para cubrir la muestra que se examinará en el microscopio para suministrar un camino óptico claro.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11110500	CUBREOBJETOS 20 x 20	Caja 200 u.
11110300	CUBREOBJETOS 24 x 24	Caja 200 u.
11110400	CUBREOBJETOS 24 x 60	Caja 100 u.



SET CATÉTER GLÁNDULA DE BARTHOLIN

Kit para el tratamiento de quistes y abscesos de las glándulas de Bartholin. Para intervenciones ambulatorias, que no requieren hospitalización, sin ingreso de la paciente, sin anestesia general y con una mayor velocidad de recuperación.

Contiene:

- 1 catéter Word
- 1 bisturí desechable N° 11
- 1 jeringa de 3 ml con aguja

Ref.	Artículo	Ud. venta
16003000	SET CATÉTER GLÁNDULA DE BARTHOLIN	Caja 6 u.



Otros productos de diagnóstico

Diagnóstico

Otros productos de diagnóstico

Pistola de punción diseñada por Eurogine para biopsias percutáneas de mama que permite la utilización de jeringas de 10 cc y 20 cc, aprovechando entre el 75% y el 90% de la capacidad de aspiración de las mismas. Fácil manejo con una sola mano. Ambidextra.

Ref.	Artículo	Ud. venta
11500000	PISTOLA DE PUNCIÓN PARA BIOPSIAS	Unidad





Ref.	Artículo	Ud. venta
LC574	ZAPATILLAS CERRADAS DE TST PP	250 pares
11070500	CUBRE ZAPATOS DE TST PP	Bolsa 100 u.
11070300	CUBRE ZAPATOS DE POLIETILENO	Caja 100 u.

Zapatillas y cubre zapatos

Protección e higiene

Guantes

Ref.	Artículo	Ud. venta
11092100	GUANTES DE POLIETILENO	Bolsa 100 u.
11090000	GUANTES DE POLIETILENO	Caja 1.000 u.
11090100	GUANTES DE POLIETILENO	Caja 10.000 u.
11092600	GUANTES DE VINILO SIN POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11092700	GUANTES DE VINILO SIN POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11092800	GUANTES DE VINILO SIN POLVO GRANDES	Caja 100 u.
11090700	GUANTES DE VINILO CON POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11090600	GUANTES DE VINILO CON POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11090500	GUANTES DE VINILO CON POLVO GRANDES	Caja 100 u.
11091500	GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11091600	GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11091700	GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO GRANDES	Caja 100 u.
11091200	GUANTES DE LÁTEX CON POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11091300	GUANTES DE LÁTEX CON POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11091400	GUANTES DE LÁTEX CON POLVO GRANDES	Caja 100 u.
11093000	GUANTES NITRILO SIN POLVO PEQUEÑOS	Caja 100 u.
11093100	GUANTES NITRILO SIN POLVO MEDIANOS	Caja 100 u.
11093200	GUANTES NITRILO SIN POLVO GRANDES	Caja 100 u.



Ref.	Artículo	Ud. venta
09040600	CUBRE PACIENTES BLANCO 80 x 100 cm	Caja 200 u.
09040100	CUBRE PACIENTES BLANCO 80 x 50 cm	Caja 500 u.
09050100	CUBRE SILLÓN GINECOLÓGICO BLANCO 80 x 160 cm	Caja 120 u.
09030100	CUBRE CAMILLAS BLANCO 80 x 200 cm	Caja 100 u.
09060000	ASIENTO POSADERA BLANCO 40 x 50 cm	Caja 500 u.
09010700	TALLA PLASTIFICADA ESTÉRIL 40 x 50 cm	Caja 250 u.
09010800	TALLA PLASTIFICADA 40 x 50 cm	Caja 500 u.
09010900	TALLA PLASTIFICADA ESTÉRIL 50 x 80 cm	Caja 175 u.
09011000	TALLA PLASTIFICADA 50 x 80 cm	Caja 300 u.
09011100	TALLA PLASTIFICADA ESTÉRIL 75 x 90 cm	Caja 120 u.
09011200	TALLA PLASTIFICADA 80x100 cm	Caja 150 u.



Ref.	Artículo	Ud. venta
09070900	BATA PARA PACIENTE TIPO CAMISÓN AZUL MARINO de 40 gr/m ²	Caja 100 u.
09071100	BATA PARA PACIENTE TIPO CAMISÓN AZUL MARINO de 40 gr/m ²	Bolsa 10 u.



Batas, cubres y tallas

Protección e higiene

Rollos de papel, toallitas, dispensadores y gasas



Ref.	Artículo	Ud. venta
11220200	ROLLO CAMILLA BLANCO DE CELULOSA BICAPA 58 cm x 70 m	Caja 6 u.
LC121-R	ROLLO CAMILLA DE TST PP 58 cm x 80 m	Caja 6 u.
11220300	SOPORTE DE ROLLO PARA CAMILLA	Unidad
LC522-2	ROLLO PAPEL DE DOBLE CAPA GRANDE	Fardo 6 u.
LC796	DISPENSADOR ROLLO PAPEL GRANDE	Unidad
LC552-2	ROLLO PAPEL DE DOBLE CAPA MINI	Fardo 12 u.
LC786	DISPENSADOR ROLLO PAPEL MINI	Unidad
LC9502	ROLLO PAPEL INDUSTRIAL DE DOBLE CAPA	Fardo 2 u.
LC518	TOALLITAS DE DOBLE CAPA EN ZIG-ZAG	Caja 4.000 u.
LC770-P	DISPENSADOR TOALLITAS ZIG-ZAG BLANCO	Unidad
LC772	DISPENSADOR TOALLITAS ZIG-ZAG SATINADO INOX.	Unidad
09010200	GASA COMPRESA HIDRÓFILA 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 3.000 u.
09010400	GASA COMPRESA HIDRÓFILA ESTÉRIL 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 400 sobres*
09010000	GASA COMPRESA TST 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 2.400 u.
09010100	GASA COMPRESA TST ESTÉRIL 20 x 20 cm (10 x 10)	Caja 240 sobres*

*Nota: Cada sobre contiene 5 gasas



EPI-NO® Delphine Plus con biofeedback es un ejercitador del suelo pélvico para preparar el periné para la fase del expulsivo en el parto, para recuperar el tono muscular después del parto y para prevenir la incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapso de los órganos pélvicos.

Consiste en:

- Un balón de silicona contorneado
- Una perilla manual
- Un visualizador de presión o manómetro
- Una válvula de desbloqueo de aire
- Conectada por un tubo plástico flexible

Ref.	Artículo	Ud. venta	C.N.
AN1191	EPI-NO® DELPHINE PLUS	Unidad	378901.1



EPI-NO® Libra es un ejercitador del suelo pélvico para el tratamiento y prevención de la incontinencia urinaria de esfuerzo.

Consiste en:

- Un balón de silicona contorneado
- Una perilla manual
- Un visualizador de presión o manómetro
- Una válvula de desbloqueo de aire
- Conectada por un tubo plástico flexible

Ref.	Artículo	Ud. venta	C.N.
AN1192	EPI-NO® LIBRA	Unidad	378851.9

Suelo pélvico

Rehabilitación y suelo pélvico

Suelo pélvico

Ref.	Artículo	Ud. venta
12000900	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/55	Unidad
12000000	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/60	
12000100	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/65	
12000200	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/70	
12000300	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/75	
12000400	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/80	
12000500	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/85	
12000600	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/90	
12000700	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/95	
12000800	PESARIO UTERINO CORYSAN® T/100	





- Set de 6 dilatadores vaginales de diferentes diámetros y tamaños indicados fundamentalmente para el tratamiento del Vaginismo, la Dispareunia y la reconstrucción de la vagina
- Colores y tacto realistas para combatir también factores de tipo psicológico
- Diámetros: 10,5 mm, 16 mm, 21,5 mm, 27 mm, 32,5 mm, 38 mm

Ref.	Artículo	Ud. venta	C.N.
11260200	donea® SET DE DILATADORES VAGINALES PROGRESIVOS	Unidad	337448.4



Dilatadores vaginales progresivos

Rehabilitación y suelo pélvico

Conos vaginales

Ref.	Artículo	Ud. venta	C.N.
02020000	VagilFit® SET DE CONOS VAGINALES	Unidad	176731.8

Conjunto de 5 conos en forma de tampones de tamaño idéntico pero de diferentes peso y color indicados para recuperar la fuerza del suelo pélvico y el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo.





Ref.	Artículo	Ud. venta
78791	ESTERILIZADOR A VAPOR 21E	Unidad
79870	ESTERILIZADOR A VAPOR 21ED PLUS	
79870.1	ESTERILIZADOR A VAPOR 21ED PLUS AWF + USB	
79881	ESTERILIZADOR A VAPOR M20-B PLUS	
78017.4	KIT CONEXIÓN CARTUCHO DESMINERALIZADOR	
78870	ESTERILIZADOR A VAPOR 101E-1 GENERADOR DE VAPOR, 1 PUERTA	
75127	MESA SOPORTE MINICLAVE	

Esterilizadores

Esterilización matachana

Bobinas y bolsas esterilización

Ref.	Artículo	Ud. venta
85840.1	BOBINA MIXTA 50 mm x 200 m	Caja 6 u.
85841.1	BOBINA MIXTA 75 mm x 200 m	Caja 4 u.
85842.1	BOBINA MIXTA 100 mm x 200 m	Caja 4 u.
85843.1	BOBINA MIXTA 150 mm x 200 m	Caja 4 u.
85844.1	BOBINA MIXTA 200 mm x 200 m	Caja 2 u.
85845.1	BOBINA MIXTA 250 mm x 200 m	Caja 2 u.
85846.1	BOBINA MIXTA 300 mm x 200 m	Caja 2 u.
85847.1	BOBINA MIXTA 400 mm x 200 m	Caja 1 u.
95357.6	DISPENSADOR SUPERIOR DE BOBINAS + CORTE INFERIOR	Unidad
85800.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 90 x 200 mm	Bolsa 200 u.
85801.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 90 x 230 mm	Bolsa 200 u.
85802.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 140 x 280 mm	Bolsa 200 u.
85803.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 130 x 250 mm	Bolsa 200 u.
85804.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 130 x 330 mm	Bolsa 200 u.
85805.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 200 x 330 mm	Bolsa 200 u.
85806.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 300 x 390 mm	Bolsa 400 u.
85807.2	BOLSA MIXTA AUTOSOLDABLE MATACHANA 300 x 450 mm	Bolsa 400 u.





Ref.	Artículo	Ud. venta
85533	LÁMINAS DE PAPEL CREPADO VERDE 60 x 60 cm	Caja 500 u.
96293.7	DETERGENTE NEUTRO DECONEX 36 INTENSIV-X 1.000 ml, LIBRE DE NTA	Unidad
96293.4	BOMBA DOSIFICADORA PARA BOTELLAS 1 L	Unidad
96289.8	DETERGENTE TRI-ENZIMÁTICO NEODISHER MULTIZYM 1.000 ml	Caja 12 u.
85012	INDICADOR QUÍMICO MULTIVARIABLE, TIPO 4 PARA VAPOR	Caja 500 u.
85013.2	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR, TIPO 5 PARA VAPOR	Caja 400 u.
85015.1	INDICADOR QUÍMICO EMULADOR, TIPO 6 PARA VAPOR	Caja 250 u.
85022	INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTENIDO PARA VAPOR	Caja 50 u.
85683	INDICADOR EMULADOR DE UN PUNTO INTEGRON® VAPOR	Caja 250 u.
85686	DISPOSITIVO DE DESAFÍO DE PROCESO ENSAYO DE PENETRACIÓN	250 u. + helix
85888	CINTA ADHESIVA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR 19 mm x 50 m	Caja 10 u.
85208	INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTENDIDOS	Unidad
81373	ETIQUETADORA DE TRIPLE BANDA MODELO METO	Unidad
81448.5	ETIQUETAS CON INDICADOR QUÍMICO 29 x 28 mm	Caja 30 rollos
94455.7	EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 31 0,9 L	Unidad
94455.8	EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 100 3,0 L	Unidad
94455.9	EQUIPO ULTRASONIDOS COMPACTO DT 156 6,0 L	Unidad

Controles esterilización y limpieza

Esterilización matachana

Soldadoras

Ref.	Artículo	Ud. venta
95359.1	SOLDADORA MATACHANA HD 260 MS-8	Unidad
95352.2	SOLDADORA MATACHANA HD 650 DE	
95352.3	SOLDADORA DE BOLSAS HAWO VALIPAK TOUCH, 480 WSI	
95352.5	SOLDADORA MATACHANA HD 680 DE - V -	





En Eurogine ofrecemos un servicio gratuito y personalizado de asesoramiento integral para la clínica ginecológica, ya sea para realizar un nuevo proyecto, como para reformarlo, o para adquirir nuevo mobiliario y equipamiento. En esta sección queremos ofrecerle un ejemplo de todo aquello que podemos suministrar. Solicite presupuesto personalizado.

Esterilización

Mobiliario y equipamiento

Equipos de electromedicina





• Mesas para exploración ginecológica

Mobiliario y equipamiento

Mesas para exploración ginecológica





Mobiliario y equipamiento clínico en general

Mobiliario y equipamiento

Iluminación





Quirófano

Mobiliario y equipamiento

Quirófano



El DIU de cobre: un método anticonceptivo altamente eficaz y libre de hormonas




Acabar con los mitos...

Los DIU de cobre...

- No son abortivos ■
- No causan infertilidad ■
- No causan incomodidad para la pareja ■
- No se desplazan a distintas partes del cuerpo ■
- No son muy grandes para mujeres pequeñas ■
- Pueden usarse aunque no se hayan tenido hijos todavía ■
- No incrementan el riesgo de contraer una Enfermedad de Transmisión Sexual ■
- No incrementan el riesgo de contraer una Enfermedad Pélvica Inflamatoria ■
- No producen cáncer ■



Queremos ser tu Proveedor



RAPIDEZ
de suministro



NUEVA TIENDA ONLINE

www.eurogine.com



CALIDAD
del producto

contracepción-ginecología


euro  gine

Technology for Women's Healthcare

30
YEARS



INNOVACIÓN
Y DESARROLLO



CONTRACEPCIÓN · I.V.E. · EXPLORACIÓN
DIAGNÓSTICO · PROTECCIÓN E HIGIENE
REHABILITACIÓN Y SUELO PÉLVICO
ESTERILIZACIÓN MATACHANA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

AMPLIO CATÁLOGO



COMPROMISO
SOSTENIBLE

Cuenta siempre con nosotr@s

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Las presentes Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, las 'CGC') se ponen a disposición por la compañía proveedora **EUROGINE, S.L.**, con **CIF B- 59608919** y domicilio social en CALLE RAURELL 21 – 29, NAVE 3, 08860 CASTELLDEFELS - BARCELONA (ESPAÑA), Telf. +34 93 630 43 45, Fax. +34 93 630 39 71, correo electrónico eurogine@eurogine.es y regulan los **SUMINISTROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES** con empresarios y profesionales en los términos previstos en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, LGDCU, y el 'CLIENTE', respectivamente), quedando excluidos consumidores o usuarios en los términos previstos en el artículo 3 LGDCU.

1. Condiciones Generales de Suministro

1.1. Salvo pacto expreso y por escrito en contrario, las relaciones jurídicas entre EUROGINE S.L. y el CLIENTE, como consecuencia de suministros de EUROGINE S.L., se rigen únicamente por las presentes CGC que el CLIENTE acepta de forma expresa, plena y sin reservas.

1.2. En caso de relaciones comerciales continuadas, las presentes condiciones generales serán de aplicación a todos los pedidos subsiguientes realizados por el Cliente, incluyéndose los pedidos de piezas de recambio, sin que sea necesaria otra referencia expresa a las mismas.

1.3. Por lo demás, requerirán para su validez la forma escrita todas las cláusulas accesorias y afirmaciones, así como modificaciones o complementos a las presentes CGC y/o acuerdo/s que se celebren entre las partes.

2. Pedido y confirmación del pedido

2.1. El contrato se entiende por perfeccionado cuando el CLIENTE reciba por parte de EUROGINE S.L. la confirmación escrita de aceptación de su pedido.

2.2. En caso de pedidos que el CLIENTE realice a través del catálogo online de EUROGINE S.L., se aplicarán las siguientes particularidades: Con el catálogo online EUROGINE S.L. pone a disposición del CLIENTE un portal para remitir sus pedidos que se dirige únicamente a empresarios en los términos previstos en el artículo 4 LGDCU. Para comprobar dicho extremo el CLIENTE tiene que registrarse y una vez validado el registro por parte de EUROGINE S.L., podrá proceder a tramitar sus pedidos.

La visualización y publicidad de artículos en la tienda online no suponen en ningún caso una oferta vinculante de EUROGINE S.L. respecto de la venta de determinados artículos y productos. Las partes acordarán los precios y condiciones de entrega en el momento de la confirmación expresa del pedido.

Una vez tramitado el registro y al enviar el pedido mediante un clic en el botón "enviar pedido" o un botón similar, el CLIENTE remite a EUROGINE S.L. el pedido vinculante cuya recepción confirmará EUROGINE S.L. inmediatamente por correo electrónico. Este acuse de recibo no constituye la aceptación del pedido salvo que EUROGINE S.L. indique expresamente lo contrario. Una vez comprobada la disponibilidad del producto, el contrato se perfeccionará cuando EUROGINE S.L. envíe un correo electrónico de confirmación de la aceptación expresa del pedido realizado.

2.3. En todos los pedidos realizados a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas también se verificará que el CLIENTE es un empresario o profesional y, una vez realizado el pedido, EUROGINE S.L. le remitirá un correo electrónico con la confirmación de la aceptación expresa del pedido realizado. En defecto de que el CLIENTE no disponga de correo electrónico la confirmación expresa se emitirá a través de Fax.

3. Precios y condiciones de pago

3.1. Los precios son los vigentes según la tarifa aplicada en cada momento y salvo pacto en contrario todos los precios se encuentran expresados en Euros. Las condiciones de pago se detallarán en la factura según los plazos pactados e indicados en la misma.

3.2. Todos los precios anunciados en los catálogos se entienden con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) excluido, aplicándose el tipo legal vigente en la fecha de la entrega que se desglosa en la factura de compra.

3.3. Para pedidos realizados a través del catálogo online, el vencimiento y la forma de pago se realizará de acuerdo con las condiciones indicadas durante el proceso de pedido; para pedidos realizados fuera del catálogo online, el vencimiento y la forma de pago será acordado entre las partes.

4. Plazo de entrega y portes

4.1. El plazo de entrega de suministros nacionales será de 2 a 7 días laborables. El plazo de entrega de suministros internacionales se acordará entre las partes tras la aceptación del pedido por EUROGINE.

4.2. El cumplimiento del plazo de entrega por parte de EUROGINE S.L. requiere el cumplimiento por parte del CLIENTE de los plazos de pago. De lo contrario, EUROGINE S.L. se reserva el derecho a cambiar la fecha de la entrega prorrogándose el correspondiente plazo antes indicado.

4.3. Para pedidos realizados a través del catálogo online, el pago de los portes de entrega será indicado durante el proceso de pedido; para pedidos realizados fuera del catálogo online, el pago de los portes de entrega será acordado entre las partes.

5. Fuerza Mayor

5.1. Asimismo, si el incumplimiento del plazo de entrega se produjese debido a fuerza mayor, como por ejemplo por consecuencia de una movilización, guerra, revuelta, catástrofes naturales, interrupción de las vías de comunicación o eventos similares, tales como una huelga o cierre patronal, el correspondiente plazo de entrega se prorrogará de forma automática durante el tiempo que dure la causa mayor.

5.2. Lo mismo se aplicará por si tales incidencias afectasen a proveedores de EUROGINE S.L. o se produjesen otras circunstancias imprevisibles y no atribuibles a EUROGINE S.L. En este caso EUROGINE S.L. se reserva el derecho a cancelar parcial o completamente dichos suministros sin obligación de indemnizar al comprador.

6. Reclamaciones por defectos en el pedido

6.1. En el momento de la recepción del pedido el CLIENTE tiene la obligación de verificar si la mercancía entregada cumple con lo solicitado a efectos de realizar cualquier reclamación.

Si la mercancía estuviere dañada o en mal estado por causas del transporte en el momento en que el comprador la recibiere, es de obligado cumplimiento que éste indique la salvedad que procediere en el albarán de entrega del transportista, a fin de poder realizar cualquier reclamación o sustitución de la mencionada mercancía.

6.2. El CLIENTE tendrá el derecho de repetir contra EUROGINE S.L. por defectos en la cantidad y calidad de las mercaderías recibidas embaladas, siempre que se lo comunique a EUROGINE S.L. dentro de los **CUATRO DÍAS LABORABLES** siguientes al de su recibo, y no proceda avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude (art. 336 Ccom).

6.3. Una vez EUROGINE S.L. reciba la comunicación escrita de la reclamación respectiva al pedido del CLIENTE, evaluará si existe defecto imputable. El CLIENTE se compromete a seguir las instrucciones de devolución que le comunique EUROGINE S.L.

6.4. En caso de que EUROGINE S.L. detecte algún defecto imputable a EUROGINE S.L., ésta le comunicará, de forma expresa, la admisión de la devolución solicitada, y procederá, a criterio de EUROGINE S.L., a la devolución del importe de compra abonado por el CLIENTE o a reemplazarle los productos defectuosos en su totalidad.

Los portes de devolución correrán a cargo de EUROGINE S.L. únicamente si se ha admitido por su parte la devolución y si el CLIENTE la ha realizado por la agencia de transporte indicada.

6.5. EUROGINE S.L. no responde del desgaste natural ni de defectos causados después de la transferencia de riesgos debidos a un uso negligente o no previsto o la exposición a ambientes o productos agresivos imprevistos, así como a la manipulación externa del material entregado.

7. Reserva de dominio

7.1. La propiedad de todo material que se suministre no se transmitirá al CLIENTE hasta que por éste no se haya satisfecho la totalidad del precio en las condiciones pactadas, reservándose EUROGINE S.L. el dominio de la cosa vendida, siendo el CLIENTE depositario de la mercancía hasta el total pago del precio convenido.

8. Política de privacidad

8.1. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el CLIENTE queda informado y acepta la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados custodiados por EUROGINE S.L., que se conservarán bajo su responsabilidad de forma confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Su finalidad es la gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pueden ejercitarse mediante comunicación escrita dirigida al Proveedor cuyos datos constan en el encabezamiento de las presentes condiciones generales.

9. Legislación aplicable y jurisdicción competente

9.1. La jurisdicción competente será la del domicilio social de EUROGINE S.L., sometiéndose expresamente las partes a los Juzgados y Tribunales de la capital de Barcelona (España) para dirimir cuantas controversias pudieren originarse en la interpretación y/o ejecución del presente contrato.

9.2. Las relaciones contractuales entre las partes se rigen por el Derecho común de las Leyes españolas.

9.3. Si alguna de las cláusulas de las presentes condiciones generales fuera inválida o nula, dicha circunstancia no afectará a la validez de las restantes cláusulas. La cláusula inválida será sustituida por las Partes por una regulación válida que en la medida de lo legalmente posible se acerque económicamente lo máximo posible al contenido de la cláusula sustituida y, en su defecto, por la Ley.



Eurogine is present worldwide

España, Alemania, Francia, Italia, Austria, Portugal, Reino Unido, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Finlandia, Noruega, Grecia, Suiza, Dinamarca, Rusia, Letonia, Estonia, Ucrania, Rep. Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumanía, Moldavia, Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Malta, Chipre, Turquía, Emiratos, Jordania, Líbano, Omán, Bahrein, Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Irán, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Israel, Costa Rica, Ecuador, Chile, Hong Kong e Indonesia.





FS 588178

ISO 13485



CE 0318



euro  gine 30 YEARS
Technology for Women's Healthcare

C. Raurell 21-29, Nave 3
08860 Castelldefels · Barcelona (Spain)
Tel. 93 630 43 45 · Fax 93 630 39 71
eurogine@eurogine.com · pedidos@eurogine.com
worldwide@eurogine.com
www.eurogine.com