

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**Eurogine® T 380 Ag  
Normal**  
Ref. 01010500  
UDI 8436021830050



## USO PREVISTO

Dispositivo intrauterino contraceptivo con cobre para la prevención del embarazo.

## DESCRIPCIÓN

Dispositivo intrauterino contraceptivo con cobre con armadura-base en forma de "Y" peculiar que se escamotea totalmente dentro de la cánula de inserción al tirar de los hilos para su introducción en la cavidad uterina.

Está provisto de un alambre de cobre de 99,99% de pureza con núcleo de plata.

Tiempo máximo de uso "in situ": 5 años.

Armadura-base	31,00 mm x 33,00 mm (an x al)
Alambre	0,40 mm diámetro total; 0,10 mm diámetro núcleo plata; 380 mm <sup>2</sup> superficie activa cobre
Hilo	0,25 mm diámetro; 280,00 mm x 2 longitud
Cánula	3,80 mm diámetro exterior; 195,00 mm longitud
Varilla inserción	2,20 mm diámetro; 200,00 mm longitud

Producto para un solo uso. Producto estéril.

Producto de Clase III implantable no activo según el Anexo IX de la Directiva Europea 93/42/CEE, regla 5.

## COMPOSICIÓN

Armadura-base	Polietileno + Sulfato de Bario
Alambre	Cobre pureza 99,99%
Hilo	Polietileno
Cánula	Polietileno
Varilla inserción	Polipropileno
Tope	Polietileno

Libre de látex / Libre de Ftalatos

## PRESENTACIÓN

Envase unitario en bolsa de Tyvek.

## ESTERILIZACIÓN

Método de esterilización: óxido de etileno.

CADUCIDAD	INSTRUCCIONES USO	ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
5 años desde la fecha de esterilización.	<input checked="" type="checkbox"/>	  

## PRODUCTOS RELACIONADOS

### ESPÉCULO GRADUABLE ESTÉRIL



### CUBRES Y TALLAS



### PINZA EXTRACTORA DE DIUs



### GASA COMPRESA ESTÉRIL



euro  gine  
Technology for Women's Healthcare

**Nuestro objetivo: investigar, fabricar y distribuir productos para ginecología**