

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

 Gold T<sup>®</sup>

**Normal**

Ref. 01040100

UDI 8436021830166



## USO PREVISTO

Dispositivo intrauterino contraceptivo con cobre para la prevención del embarazo.

## DESCRIPCIÓN

Dispositivo intrauterino contraceptivo con cobre con armadura-base en forma de "Y" peculiar que se escamotea totalmente dentro de la cánula de inserción al tirar de los hilos para su introducción en la cavidad uterina.

Está provisto de un alambre de cobre de 99,99% de pureza con núcleo de oro.

Dispone de un sistema de inserción graduable que asegura, mediante un pistón de seguridad, el correcto emplazamiento del DIU en el fondo uterino, y previene el riesgo de perforación uterina. Graduado para histerometrías de 5 a 10 cm con intervalos de 0,5 cm.

Tiempo máximo de uso "in situ": 5 años.

Armadura-base 31,00 mm x 33,00 mm (an x al)

Alambre 0,40 mm diámetro total; 0,10 mm diámetro núcleo oro; 375 mm<sup>2</sup> superficie activa cobre

Hilo 0,25 mm diámetro; 450,00 mm x 2 longitud

Cánula 3,80 mm diámetro exterior

Producto para un solo uso. Producto estéril.

Producto de Clase III implantable no activo según el Anexo IX de la Directiva Europea 93/42/CEE, regla 5.

## COMPOSICIÓN

Armadura-base Polietileno + Sulfato de Bario

Alambre Cobre pureza 99,99%

Hilo Polietileno

Cánula Polietileno

Sistema de inserción ABS

Libre de látex / Libre de Ftalatos

## PRESENTACIÓN

Envase unitario en bolsa de Tyvek®.

## ESTERILIZACIÓN

Método de esterilización: óxido de etileno.

## CADUCIDAD

5 años desde la fecha de esterilización.

## INSTRUCCIONES USO



## ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN



**PRODUCTOS RELACIONADOS**

**ESPÉCULO GRADUABLE ESTÉRIL**



**CUBRES Y TALLAS**



**PINZA EXTRACTORA DE DIUs**



**GASA COMPRESA ESTÉRIL**

